



1

Branchez la PerfectDry Lux. Le voyant bleu s'allume pour indiquer qu'elle est sous tension.


Si aucune action n'a lieu pendant 30 secondes, la PerfectDry Lux passe automatiquement en mode veille et le voyant s'éteint.

**2**

Nettoyez vos appareils auditifs avec une lingette nettoyante prévue à cet effet afin d'éliminer l'excès d'impuretés. Ouvrez ensuite les compartiments de pile de vos appareils auditifs (les piles peuvent rester dans les appareils auditifs pendant le cycle). Fermez le couvercle.

**3**

Toucher le bouton tactile pour lancer le cycle. Le voyant bleu clignote lentement, il indique que le boîtier est en fonctionnement. Le cycle s'exécute seulement capot fermé. La PerfectDry Lux s'arrête automatiquement à la fin du cycle d'entretien (30 minutes). Le voyant s'éteint.



Veillez à lancer le cycle le capot fermé.

Veillez également à ne pas ouvrir le capot pendant la fonctionnalité, le cas échéant, la PerfectDry Lux s'arrêtera.

Signification des signaux lumineux



BLEU Clignotement >

En marche




BLEU Fixe >

En veille

Informations signalétiques


Elles se trouvent sur la partie inférieure de votre PerfectDry Lux.

Signification des abréviations :

- V** Volts (Tension d'alimentation)
- A** Ampère (Consommation de courant)
-  Symbole d'alimentation USB
-  Utilisation en intérieur
-  Le produit est réalisé en ABS avec 7 comme code de recyclage



CE Ce produit est conforme à toutes les directives européennes applicables aux Dispositifs Médicaux

ELIMINATION
Éliminez les anciens appareils de manière écologique. Les anciens appareils contiennent des matériaux recyclables qui doivent être récupérés. Veuillez donc éliminer les anciens appareils en recourant aux systèmes de collecte appropriés.

 Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr

Serviette de nettoyage

Avant d'utiliser la PerfectDry Lux, nous vous conseillons de nettoyer vos appareils auditifs à l'aide des serviettes de nettoyage fournies.



Tenir hors de portée des enfants.

Distribution réservée FR :

BIOTONE TECHNOLOGIE SAS
BP 53273 Villepinte

95957 Roissy Charles de Gaulle Cedex - FRANCE

MG Développement - ZA aéroport de Montpellier - 34470 Pérols - FRANCE

Détails des fonctions

UV-C 360°

La PerfectDry Lux dispose d'une lampe UV-C à longueur d'onde courte dont l'agencement annulaire de 360° permet d'atteindre l'ensemble des surfaces de l'aide auditive.

L'entretien est obtenu par association d'une déshumidification à air chaud pulsé par ventilateur et d'un UV-C 360°.

La lampe s'allume pendant les cinq premières minutes du cycle d'entretien puis s'éteint automatiquement.

Déshumidification

La PerfectDry Lux dispose d'un système de déshumidification par air chaud pulsé breveté. De ce fait, la puissance et le temps de déshumidification nécessaires sont réduits. La température de la chambre d'entretien est contrôlée par un système électronique de manière à obtenir une température inférieure à 45°C +/- 3°C quelle que soit la température ambiante afin de ne pas endommager les aides auditives à entretenir.

Afin de préserver une qualité optimale de vos aides auditives, une utilisation quotidienne de la PerfectDry Lux est fortement recommandée.

Directive applicable aux Dispositifs Médicaux

Ce boîtier répond aux exigences de la directive 93/42/EEC relative aux dispositifs médicaux.

Données techniques

Fonctionnalités

Internes (lxhxp) : 70x21x51 mm

Externes (lxhxp) : 93x48x76 mm

Poids (g) : 144g

Lampe UV : 253,7nm

Puissance max : 4W

Puissance en standby : 0,04W

Logiciel : 00 PDL-LOG-02.00

Conditions de stockage de -20°C à

+65°C

Nombre de cycle : 1

Température de séchage : <45°C

Durée du cycle : 30 min.

Température ambiante de


fonctionnement : De 12°C à 40°C

Power Supply :

Entrée : 100-240Vac 50-60Hz / Sortie :

5Vdc

Connectique : Câble USB - micro USB

 je préserve l'environnement, je débranche ma PerfectDry Lux lorsque mes aides auditives sont nettoyées !

Consignes de sécurité

Ne pas laisser à la portée des enfants. Toute intervention, autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le client, doit être effectuée par le service après-vente du fabricant ou par un professionnel agréé. Ne pas mettre la PerfectDry Lux, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. Si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, n'utilisez pas l'appareil et changez les immédiatement. Remplacez votre adaptateur secteur par un modèle d'origine.

Poser la PerfectDry Lux sur un support plat, sec et stable. Ne pas regarder directement la lampe UV-C située dans la chambre de déshumidification. Pour débrancher, saisir la fiche et non le cordon.

Ne jamais utiliser de produit détergent ou corrosif pour entretenir votre PerfectDry Lux. Le non-respect de ces consignes annule la garantie. Le fabricant ne peut être tenu responsable pour les dommages causés par une utilisation non conforme ou une mauvaise manipulation.

Conseils d'entretien


Nettoyez avec un chiffon doux. Ne pas vaporiser de liquide dans l'appareil. Conservez la PerfectDry Lux fermée lorsqu'elle ne sert pas afin d'éviter les dépôts d'impuretés.

Garantie

36 mois - (câble et transformateur inclus). En cas de panne, contactez votre audioprothésiste. Une preuve d'achat sera demandée pour toute intervention du service après-vente pendant la période de garantie. Cette garantie ne s'appliquera pas en cas de défaillance causée par un accident ou un incident ou dommage similaire, une introduction de liquide, une négligence, un usage inadapté, un démontage quelconque, un manque d'entretien ou toute autre circonstance de la part de l'utilisateur. En outre, cette garantie ne s'appliquera pas en cas de défaillance causée par la foudre ou toute autre variation de tension électrique. Par précaution, nous recommandons de débrancher la PerfectDry Lux en cas d'orage.

Mode d'emploi

PerfectDry Lux



Déshumidification rapide des aides auditives, avec UV-C 360°

Ce coffret contient :

- 1 PerfectDry Lux
- 1 Câble USB
- 1 Adaptateur secteur
- 1 Lingette microfibre
- 1 Mode d'emploi

