

Fiche Technique Patient

IF CIC LI G8

IF CIC Li 8



IF CIC Li 8.16
IF CIC Li 8.12
IF CIC Li 8.8



7 3 4 3 7 2 0
Aide Auditive de Classe II Droite
(Age < ou = 20 ans, BIOTONE TECH)



7 3 4 3 7 0 8
Aide Auditive de Classe II Gauche
(Age < ou = 20 ans, BIOTONE TECH)



7 3 4 3 7 3 7
Aide Auditive de Classe II Droit
(Age > 20 ans, BIOTONE TECH)



7 3 4 3 7 1 4
Aide Auditive de Classe II Gauche
(Age > 20 ans, BIOTONE TECH)

		TL 16	TL 12	TL 8	
Canaux traitement / Réglages / Programmes		48 / 20 / 6	36 / 18 / 6	32 / 16 / 6	
Pré-réglages sur 48 canaux		●	●	●	
Auto Optimization		G8	G8	G8	
Multi-Track Processing		—	—	—	
Occlumatic		—	—	—	
Direct Audio Streaming / Auto volume		—	—	—	
Binaural synchronization		●	●	●	
Directionnalité	Automatique	●	●	●	
	Adaptive	●	●	●	
	Panorama	—	—	—	
	Avant/ Arriere	—	—	—	
	Gauche/ Droite	—	—	—	
	Etroite	—	—	—	
Réducteur de bruits	Bruit stationnaire	●	●	●	
	Bruit impulsionnel	●	●	●	
	Bruit de vent	●	●	●	
	Réverbération	auto	●	—	
Fonctionnalité Hi Fi / Compression fréquentielle selective		● / ●	— / ●	— / ●	
Musique	Live	●	●	—	
	Musiciens	●	●	—	
	Musique enregistré	●	●	—	
	Musique automatique	—	—	●	
Acouphènes	Sound Therapy	●	●	●	
	Notch Therapy	●	●	●	
2earPhone		●	●	●	
Acclimatic / Data Logging		● / ●	● / ●	● / ●	

▲ Obligatoire

○ optionnel
— non disponible

