

# AIDES AUDITIVES DE TYPE INTRA AURICULAIRE

## ITE ICON 8 G5



Différents types d'événements possibles



Filtre auditif HF Black



Filtre pour microphone Microsafe

### IDENTIFICATION

	<b>8</b>
Consommation	1.3 mA
Niveaux de sortie max.	113 dB SPL*
Gain max.	50 dB*
Nombre de micros	2

	<b>8</b>
Pertes	Légères à moyennes
Classe	2
LPPR > 20 ans	D: 7343737 / G: 7343714
LPPR < ou = 20 ans	D: 7343720 / G: 7343708

\* Mesure au coupleur 2cc selon les normes CEI 60118-7:2005 et ANSI S3.22-2009

## EQUIPEMENT DE BASE

	8
Compartiment à pile servant d'interrupteur Marche/Arrêt	●
Touche programmable	-
Touche à bascule programmable	-
Signaux sonores / mélodies dépendant du niveau sonore (activables/désactivables)	●
Bobine d'induction	-
LED d'état, programmable	-
Concept de couleur personnel	-
Délai de démarrage Audiomatic (activable / désactivable)	●
Certification IP 68	-

## TRAITEMENT DE SIGNAUX

Système Anti-larsen	●
Gestion de bruit	
▶ Réduction adaptative des bruits de fond	●
▶ Filtre de Wiener	●
▶ Réduction adaptative du bruit de vent binaurale	-
▶ Réduction adaptative du bruit de vent	●
▶ Suppresseur d'impulsion	●
▶ Adaptation automatique à la situation	●
▶ MotionSense	●
▶ Selectronic	-
Système multi-microphones AudioTronic	
▶ Panoramique	-
▶ Directionnel statique	-
▶ Automatique	●
▶ Adaptatif	●
▶ AudioFocus 360	-
▶ Parole 360	-
▶ AudioDirSelect	-
▶ SpatialSpot	-
▶ AudioSpot	-
Concept de fréquence et de dynamique	
▶ Dynamique d'entrée élargie	●
▶ TRC S	●
▶ Compression sélective en fréquence	●
▶ Fonction HiFi	-
▶ Réglage du volume en fonction de l'environnement (seulement en mode audio streaming sans fil)	-
Fonction anti-acouphènes programmable (par amplification encochée)	●

## FONCTIONS AUTOMATIQUES

	8
Occlumatic	-
Comfort365	●
Acclimatic intelligente	-
Acclimatic	●
Comformatic	●

## EQUIPEMENT TECHNIQUE

Canaux de traitement des signaux	34
Canaux de fréquence	12
Canaux AGC	12
Canaux MPO	12
Programmes auditifs	6
▶ MusicSelect	-
▶ 2earPhone	○
▶ EchoClear / Réduction de la réverbération	-
Data Logging	●
Wireless	
▶ AudioLink	●
▶ Synchronisation binaurale	●
▶ Direct Audio Streaming	-
▶ CROS / BICROS	○

## ACCESSOIRES - OPTIONS

Smart Li-ion Power		-
Smart Mic		-
Smart Transmitter 2,4		-
Smart Key		○
CROS QUIX G5		○
Filtre pour microphone Microsafe		○

## APPLICATIONS

Application Smart Direct		-
▶ Avec profil d'environnement sonore		-
Application Smart Remote		○
▶ Avec profil d'environnement sonore		-

## PROGRAMMATION

ConnexxAir		○
ConnexxLink		○
NoahLink WL (BLE)		-
Adaptateur de programmation Flex-Connect		-
Câble de programmation Sina/Icon à droite + à gauche		●
Adaptateur pour câbles Hi-Pro et NOAHlink		-

- = équipement standard
- = optionnel
- = non disponible



Les produits de petites tailles présentent un risque d'étouffement. Cette aide auditive ne convient pas aux bébés, aux petits enfants ou aux personnes handicapées mentales.