

## Les produits déshydratants

### Les capsules déshydratantes

Les capsules déshydratantes **Audioline** ont été étudiées dans leurs formes, leurs tailles, pour apporter une plus grande capacité d'absorption. Le silicagel absorbe l'humidité et change de couleur. Vos aides auditives subissent au quotidien des agressions dues à la transpiration, l'humidité ambiante... et les composants électroniques risquent de s'oxyder rapidement. L'humidité est très souvent la cause des pannes. Nous vous conseillons fortement d'utiliser des capsules déshydratantes. Tous les soirs quand vous retirez vos appareils mettez-les dans le gobelet en prenant soin d'ouvrir les compartiments de pile. Laissez agir la capsule toute la nuit. Le lendemain, vous aurez alors des aides auditives totalement asséchées.

Disponible en étuis de 4 capsules de 30 mm et de 2 capsules de 63 mm.

**Les accessoires indispensables : Gobelet de séchage - \*Sachet de séchage pour le voyage.**

*\*Sachet de séchage : idéal pour vos déplacements, léger, souple, facile à ranger. Mettez une capsule déshydratante à l'intérieur, vous pourrez l'emporter partout et ainsi assécher vos aides auditives tous les jours. Il faut éviter d'attendre deux ou trois jours pour sécher vos aides auditives...*

