



Les produits nettoyants

Les Sprays

Le spray a pour effet de dissoudre le cérumen, il est préconisé pour l'entretien des surfaces d'embouts et intras auriculaires. Une simple pression est suffisante pour imbiber la brosse; pour le nettoyage d'un intra-auriculaire, garder la sortie du son vers le bas lors du brossage. Ceci évitera que le cérumen dissout ne coule dans l'écouteur et se solidifie. Après nettoyage, il convient de laisser le produit s'évaporer.

Disponibles en spray de 30, 50 et 75ml.



Votre Audioprothésiste vous conseillera, sur les produits nécessaires, sur leurs modes et fréquences d'utilisation.